

## ۱) مقدمه

بیماری آتروفی عضلانی نخاعی (SMA یا Spinal muscular atrophy) یک بیماری ژنتیکی اتوزومی مغلوب است که بدلیل اختلال عملکرد پروتئین SMN1 در نتیجه وقوع جهش‌های ژنتیکی در ژن *SMN1* (واقع در ناحیه ۵ تلومری کروموزوم ۵) ایجاد می‌شود. اکثر این جهش‌ها منجر به حذف کروموزوم ۷ ژن *SMN1* می‌شوند که نهایتاً باعث از دست رفتن عملکرد پروتئین کد شده از این ژن می‌شوند. پروتئین SMN1 در بقای نورون‌های حرکتی نقش موثری دارد و از دست رفتن عملکرد آن منجر به از بین رفتن نورون‌های حرکتی شروع علائم بیماری در افراد می‌شود. بسیاری از مطالعات نشان داده‌اند که بیماران مبتلا به SMA در تقریباً ۹۵ درصد مواقع دارای یک جهش در موقعیت نوکلئوتیدی ۸۴۰ ترانسکریپت این ژن (C840T) هستند که باعث کاهش کارایی اسپلایسینگ در کروموزوم ۷ این ژن شده و نهایتاً منجر به از دست رفتن عملکرد برخی از نسخه‌های پروتئین می‌شود. علاوه بر ژن *SMN1* یک ژن دیگر به نام *SMN2* در ناحیه ۵ تلومری کروموزوم ۵ وجود دارد که پارالوگ ژن *SMN1* است. از نظر توالی، این دو ژن مشابه هستند و فقط در پنج نوکلئوتید با یکدیگر تفاوت دارند. یکی از این تفاوت‌ها مربوط به ناحیه ۴۰-۸۴ ترانسکریپت ژن *SMN2* یا همان C840T است که همانطور که قبلاً ذکر شد می‌تواند باعث از دست رفتن عملکرد پروتئین کد شده توسط این ژن نیز شود. بنابراین شناسایی وجود یا عدم وجود جهش C840T در ژن *SMN1* برای غربالگری نوزادان از نظر ابتلا به بیماری SMA کاربرد دارد.

## ۲) کاربرد کیت

کیت Delta SMA Real-time PCR جهت شناسایی وجود یا عدم وجود جهش ژنتیکی در کروموزوم ۷ ژن *SMN1* در نمونه‌های DNA استخراج شده از خون به منظور غربالگری نوزادان مبتلا به بیماری آتروفی عضلانی نخاعی استفاده می‌شود. این تست تشخیصی بر اساس تکنیک Probe-based real-time PCR طراحی شده است.

## ۳) اساس تست

در این روش، ابتدا DNA ژنومی موجود در نمونه‌ی خون با استفاده از یک کیت تجاری معتبر استخراج می‌شود و بدنبال آن، واکنش تکثیر هدف ژنومی با استفاده از ریل تایم PCR انجام می‌شود. برای این منظور، یک ناحیه‌ی اختصاصی در کروموزوم ۷ ژن *SMN1* بر روی ژنوم انسانی بعنوان هدف تشخیصی در نظر گرفته می‌شود. به منظور بررسی وجود و عدم وجود جهش C840T در کروموزوم ۷ از یک جفت پرایمر و یک پروب اختصاصی الیگونوکلوئیدی دارای رنگ فلوروسنت (فلوروکروم FAM) در انتهای ۵' و کوئچر در انتهای ۳' استفاده می‌شود (TaqMan probe). این پروب به گونه‌ای طراحی شده است که قادر به شناسایی آلل وحشی (C) است. حین انجام ریل تایم PCR در صورت وجود آلل وحشی، پرایمرها و پروب‌های اختصاصی به نواحی مربوطه متصل می‌شوند. به منظور تکثیر DNA هدف، آنزیم پلیمرز فعال شده و شروع به سنتز رشته‌های جدید می‌کند. در حین سنتز رشته‌های جدید، این آنزیم با استفاده از فعالیت اگزونوکلازی باعث هیدرولیز پروب متصل شده به ناحیه‌ی هدف مربوطه شده و در نتیجه کوئچر از فلوروکروم جدا شده و در نتیجه رنگ فلوروسانت FAM ساطع می‌شود که دستگاه Real-time PCR قادر به خوانش و ثبت آن‌ها به صورت متحنی می‌باشد. در صورت وجود جهش C840T (آلل T) پروب مذکور قادر به اتصال به ناحیه هدف در کروموزوم ۷ نیست در نتیجه Gene target failure رخ می‌دهد و بنابراین حین انجام ریل تایم PCR برای فلوروکروم FAM متحنی مشاهده نخواهد شد (Drop out). علاوه بر یک جفت پرایمر و یک پروب دیگر که دارای فلوروکروم (VIC) و کوئچر است جهت شناسایی بخشی از یک ژن Housekeeping انسانی بعنوان کنترل داخلی (Internal control) استفاده می‌شوند. لازم به ذکر است که کنترل داخلی، جهت ارزیابی فرآیند نمونه‌گیری و استخراج ژنوم کاربند دارد.

## ۴) محتوای کیت

کیت حاضر برای انجام ۲۴ تست تشخیصی است و دارای اجزای زیر می‌باشد:

مقادیر	ریجنٹ‌ها*
۱ تیوب X ۲۶۰ میکرولیتر	SMA Master Mix
۱ تیوب X ۱۰۰ میکرولیتر	SMN1 Wildtype Control
۱ تیوب X ۱۰۰ میکرولیتر	SMN1 Mutant Control
۱ تیوب X ۱۰۰ میکرولیتر	No Template Control (NTC)

## \* توجه:

- ✓ تمامی اجزای کیت در دمای ۱۵- تا ۲۵- درجه سانتیگراد نگهداری شوند.
- ✓ تاریخ انقضای کیت بر روی آن درج شده است.
- ✓ تا حد امکان از ذوب و فریز شدن اجزای کیت خودداری شود. زیرا ممکن است حساسیت تست را کاهش دهد.
- ✓ در صورت نگهداری کیت در دمای ۴ درجه سانتیگراد، در کمتر از یک هفته استفاده شود.
- ✓ در صورت نیاز از هر کدام از اجزا بر اساس نیاز الیکوت تهیه شود.
- ✓ محلول Master mix حاوی پرایمر و پروب نشاندار شده با فلوروکروم است و تا حد امکان در معرض نور مستقیم قرار نگیرد.
- ✓ حتماً قبل از استفاده از هر کدام از محلول‌های موجود در کیت، ورنکس/اسپین انجام شود.

## ۵) سایر تجهیزات و مصرفی‌های لازم

دستگاه / مصرفی	تعداد	توضیحات
۱ ورک استیشن (کلیت PCR)	۲ عدد	یکی برای تهیه PCR mix و دیگری برای اضافه کردن DNA ژنومی و کنترل‌های کیت است.
۲ ست سمپلر یا جعبه‌های مختلف	۲ ست	هر یک ست در زیر هر ورک استیشن قرار داده شود.
۳ مینی اسپین / ورنکس	۲ عدد	هر کدام در زیر هر ورک استیشن قرار داده شود.
۴ مینی اسپین یا روتور استریپ خور یا سانتریفیوژ پلیت خور	۱ عدد	به منظور سانتریفیوژ کردن استریپ تیوب‌ها یا پلیت حاوی واکنش PCR قبل از قرار دادن در دستگاه Real-time PCR استفاده می‌شود.
۵ دستگاه Real-time PCR	۱ عدد	دستگاه دارای قابلیت خوانش در حداقل ۲ کانال FAM، HEX (VIC) یا معادل طول موج آن‌ها باشد.
۶ کول رک (کرایو رک)	به تعداد لازم	برای حمل و نگهداری اجزای کیت و نمونه‌های DNA در حین کار استفاده می‌شود.
۷ استریپ تیوب یا پلیت مخصوص Real-time PCR	به تعداد لازم	بر اساس نوع دستگاه Real-time PCR از نوع سفید یا شفاف استفاده می‌شود.
۸ اسپری حاوی محلول از بین برنده توکلنازا (RNaseZAP)	به مقدار لازم	به منظور تمیز کردن سطوح و تمامی وسایل استفاده می‌شود.
۹ سر سمپلر فیلتر دار در جعبه‌های مختلف	به تعداد لازم	باید عاری از DNase و RNase باشند.

## ۶) نمونه‌ی بالینی مورد استفاده

تشخیص اختصاصی بیماری SMA بر اساس شناسایی جهش C840T در کروموزوم ۷ ژن *SMN1* واقع بر روی ژنوم انسان می‌باشد. بنابراین، به منظور انجام تست تشخیصی (غربالگری) حاضر، نیاز به DNA ژنومی بعنوان الگو در واکنش ریل تایم PCR است. برای این منظور، می‌توان DNA ژنومی را از نمونه‌ی خون یا باکال نوزادان استخراج کرد. جزئیات مربوط به نمونه بالینی مورد استفاده جهت تشخیص بیماری SMA در پروتکل FDA آمریکا برای ارزیابی کیت Eonis SCID-SMA ساخت کمپانی PerkinElmer آورده شده است:

<https://www.accessdata.fda.gov/drugs/rdmt/rstdocs/reviews/r2K03035.pdf>

کارایی و پرفورمنس کیت حاضر بستگی به مقدار و کیفیت DNA استخراج شده دارد. بنابراین، پیشنهاد می‌شود از یک کیت یا یک روش استخراج DNA معتبر (چه دستی و چه اتوماتیک) استفاده شود. تمامی مراحل انجام کار باید توسط افراد آموزش دیده انجام شود. دور ریختن بافرها، ریجنٹ‌ها و نمونه‌ها باید بر اساس مقررات و گایدلاین‌های مربوطه انجام شود:

<https://currentprotocols.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/9780471729259.m01a01s13>

## ۷) پروتکل انجام تست

قبل از انجام تست تمامی اجزای کیت به مدت ۱۵ دقیقه در دمای ۴ درجه سانتیگراد قرار داده شوند تا به آرامی ذوب شوند. استفاده از کرایورک به منظور نگهداری محلول‌ها در این مرحله پیشنهاد می‌شود. سپس برای حل کردن و هم‌وزن کردن محلول‌ها از ورنکس استفاده شود. در مرحله بعد، تمامی محلول‌ها اسپین شوند تا در صورتی که قطرات محلول روی درب تیوب‌ها باشد به ته میکروتیوب کشیده شود.

۷-۱) در زیر یک ورک استیشن، به ازای هر نمونه مقدار ۱۵ میکرولیتر از SMA Master mix را درون هر چاهک از پلیت مخصوص Real-time PCR (با هر تیوب از استریپ تیوب‌ها) اضافه نمایید.

۷-۲) در زیر یک ورک استیشن دیگر مقدار ۵ میکرولیتر از هر یک از DNAهای استخراج شده را به میکس مرحله‌ی قبل اضافه و اسپین نمایید.

## نکات:

- ✓ در این مرحله، بطور موازی مقدار ۵ میکرولیتر از هر کدام از کنترل‌های مثبت (SMN1 Wildtype Control) ، SMN1 Mutant Control) و کنترل منفی (NTC No Template Control) موجود در کیت نیز به صورت جداگانه به یک چاهک حاوی میکس واکنش اضافه شوند.
- ✓ در حین انجام کار به منظور حفظ کیفیت DNAهای استخراج شده، پس از خارج کردن آن‌ها از فریزر، آن‌ها را بروی کرایورک مخصوص حمل و نگهداری نمایید.


سیکل	مرحله	دما (درجه سانتیگراد)	زمان (ثانیه)
۱ x	فعال شدن آنزیم پلیمرز	۹۵	۳۰۰
	باز شدن رشته‌های DNA الگو	۹۵	۱۵
۴۰ x	جفت شدن پرایمرها	۴۶	۱۵
	سنتز رشته‌های جدید	۷۲	۳۰*
۱ x	خنک شدن	۲۵	۳۰

\* خوانش فلوروسنت در کانال‌های FAM و HEX (VIC) در این مرحله انجام شود.

۷-۴) بعد از انجام PCR، تفسیر نتایج بر اساس جدول زیر انجام شود.

FAM	HEX	تفسیر
+ (Ct ≤ 35)	±	وجود آلل وحشی (فرد مورد آزمایش مبتلا به بیماری SMA نیست)
- (Ct > 35)	+ (Ct ≤ 35)	وجود آلل جهش یافته (فرد مورد آزمایش مبتلا به بیماری SMA است)
		نمونه گیری به درستی انجام نشده است (تکرار آزمایش)
- (Ct > 35)	- (Ct > 35)	استخراج ژنوم به درستی انجام نشده است (تکرار آزمایش) احتمال وجود مهارکننده‌ی PCR در نمونه‌ی استخراج شده (تکرار آزمایش)

- پروب شناسایی کننده‌ی آلل وحشی با فلوروکروم FAM و پروب شناسایی کننده‌ی ژن Housekeeping انسانی (بعنوان کنترل داخلی) با HEX (VIC) نشاندار شده است (شکل زیر).



- کیت حاضر دارای ۳ نوع نمونه‌ی کنترل یکی برای آلل وحشی، یکی برای آلل جهش یافته و یک کنترل NTC است. مقادیر Ct هر دو کانال FAM و HEX برای کنترل (SMN1 Wildtype Control) باید بین ۲۰ تا ۳۰ باشد. همچنین مقادیر Ct کانال HEX برای کنترل (SMN1 Mutant Control) باید بین ۲۰ تا ۳۰ باشد و برای کانال FAM متحنی ریل تایم مشاهده نمی‌شود (فاقد Ct). نمونه‌ی کنترل (No Template Control) کیت حاضر باید فاقد Ct یا Ct بزرگتر از ۳۵ باشد. در صورت وجود آلودگی ریجنٹ‌های کیت با DNA ژنومی یا آلودگی‌های تکنیکی در حین آماده سازی واکنش PCR ممکن است که رنگ فلوروسنت در کانال‌های مذکور توسط دستگاه خوانش شود. در صورت مشاهده‌ی مقادیر Ct کمتر از ۳۵ برای نمونه‌ی NTC پیشنهاد می‌شود تا آزمایشات تکرار شوند.

آدرس: کاتان، دانشگاه علوم پزشکی، مرکز رشد فناوری  
شماره تماس: ۰۲۱۹۱۰۶۵۱ - ۰۲۱۹۱۰۶۵۱  
وبسایت: www.deltabiotechno.com

REF	کاتالوگ نامبر
LOT	لات نامبر
EXP	تاریخ انقضای
Q	محدوده‌های نگهداری
Q	مشاوره‌ها
Q	تعداد دستگاها
Q	کمپانی تولید کننده