

۱) مقدمه

با افزایش شیوع کرونا ویروس جدید SARS-CoV-2 در جهان، جهش (موتاسیون)های مختلفی در این ویروس وجود می‌آید که باعث بوجود آمدن واریانتهای ژنتیکی مختلفی از SARS-CoV-2 در مناطق مختلف جغرافیایی می‌شود. اخیراً چندین سویه‌ی جهش یافته از این ویروس بعنوان سویه‌های نگران کننده (Variant of concern) یا VOC مطرح هستند (جدول ۱) که شامل سویه‌های انگلیسی یا آلفا (B.1.1.7)، آفریقایی یا بتا (B.1.351)، برزیلی یا گاما (P.1)، هندی یا دلتا (B.1.617)، و اومیکرون (B.1.1.529) هستند. هر یک از این سویه‌های جهش یافته دارای جهش‌های منحصراً مفید در نواحی مختلف ژنوم خود هستند. مهم‌ترین جهش‌های بوجود آمده در ژن اسپایک (S) این ویروس که بعنوان (MOC) Mutation of concern مطرح هستند شامل جهش‌های **N501Y**، **E484K**، **L452R** و **K417N** هستند که می‌توانند باعث ایجاد تغییرات ساختاری مهمی در پروتئین اسپایک و از این طریق بر رفتار ویروس اثر بگذارند. شواهد اخیر نشان داده‌اند که این جهش‌های بوجود آمده در سویه‌های VOC ممکن است باعث عدم تشخیص ویروس، افزایش عفونت‌زایی ویروس، مقاومت به درمان‌های مبتنی بر آنتی‌بادی مونوکلونال و سرم درمانی و همچنین ایجاد تاثیر احتمالی منفی بر عملکرد واکسن‌ها شوند. شناسایی و مانیتور کردن این سویه‌های نوظهور می‌تواند به تشخیص و کنترل بیماری کووید ۱۹ کمک نماید. ژنوتایپینگ ویروس SARS-CoV-2 بر اساس جهش‌های MOC می‌تواند در تشخیص واریانتهای ژنتیکی مذکور مفید باشد. روش‌های ژنوتایپینگ مختلف به‌منظور بررسی پلی‌مورفیسم‌های تک نوکلئوتیدی (SNPs) وجود دارند که از آن جمله می‌توان به روش تکمیل ریل تایم پی‌سی‌آر (TaqMan real-time PCR) اشاره نمود. این روش در مقایسه با روش گلد استاندارد (توالی‌یابی DNA)، سریعتر و کم هزینه‌تر می‌باشد.

جدول ۱) سویه‌های جهش یافته‌ی نگران کننده‌ی ویروس SARS-CoV2

سویه	تشخیص برای اولین بار (کشور)	نامگذاری WHO	وضعیت جهش K417N/L452R/E484K/N501Y	سایر جهش‌های مهم در ژن S
۱	B.1.1.529	آفریقایی جنوبی	Omicron	$\Delta 69/70, \Delta 144, N440K, T478K, Q493R, E484A, Y505H, N679K$
۲	B.1.1.7	انگلیس	Alpha	$\Delta 69/70, \Delta 144, A570D, D614G, P681H, T716I, S982A, D1118H$
۳	B.1.351	آفریقایی جنوبی	Beta	$D80A, D215G, \Delta 241/242/243, D614G, A701V$
۴	P.1	ژاپن / برزیل	Gamma	$L18F, T20N, P26S, D138Y, R190S, K417T, H655Y, T1027I$
۵	B.1.617.2	هند	*Delta	$E484Q$

* سویه‌ی دلتا پلاس (Delta plus) دارای هر دو جهش **L452R** و **K417N** می‌باشد.

۲) موارد استفاده

کیت "Delta vSNiP" یک کیت ژنوتایپینگ بر پایه تکنیک TaqMan real-time PCR تک مرحله‌ای است که با استفاده از آن می‌توان به بررسی کیفی وجود یا عدم جهش‌های **N501Y**، **E484K**، **L452R** و **K417N** در نمونه‌های بالینی بدست آمده از افراد مبتلا به بیماری کووید ۱۹ (COVID19) پرداخت. باتوجه به اینکه جهش‌های مذکور در برخی از واریانتهای SARS-CoV-2 وجود دارد (جدول ۱)، کیت حاضر می‌تواند بعنوان یک تست *In Vitro* غربالگری مولکولی به منظور افتراق واریانتهای مختلف SARS-CoV-2 در نظر گرفته شود. لازم به ذکر است که حیطه‌ی کاربرد کیت حاضر "صرفاً جهت تحقیقات" می‌باشد و نباید از نتایج آن در موارد تشخیص قطعی بالینی استفاده شود. بعد از غربالگری واریانتهای ژنتیکی با استفاده از این کیت، برای تایید نهایی نوع واریانت می‌توان از روش‌های مبتنی بر توالی‌یابی استفاده نمود.

۳) اساس تست

اساس کار کیت حاضر بر پایه‌ی تکنیک TaqMan genotyping است. وضعیت هر کدام از چهار جهش مذکور در یک تیوب مجزا بررسی می‌شود. در هر تیوب، به‌منظور بررسی ناحیه‌ی جهش یافته مورد نظر (بعنوان مثال **N501Y**) از ۲ پروب اختصاصی با ۲ رنگ فلوروسنت (فلوور) متفاوت و خاموش کننده (کوئچر) مربوطه استفاده می‌شود که هر کدام از آن‌ها می‌توانند یک آلل (یک آلل وحشی و یک آلل جهش یافته) را تشخیص دهند. در حین انجام PCR در صورت وجود آلل جهش یافته پروب اختصاصی آن و در صورت وجود آلل طبیعی پروب مربوط به آن متصل می‌شوند و پس از اتصال هر یک از پروب‌ها، در اثر فعالیت اگزونوکلازی آنزیم پلیمرز هیدرولیز می‌شوند. بدینال هیدرولیز پروب، کوئچر از فلوور جدا شده و در نتیجه رنگ‌های فلوروسنت مختلف آزاد می‌شوند که دستگاه Real-time PCR قادر به خوانش و ثبت آن می‌باشد. چنانچه آلل جهش یافته (مثلاً **N501Y**) وجود داشته باشد پروب اختصاصی آن متصل شده و سپس هیدرولیز شده و رنگ خاص خود (بعنوان مثال رنگ زرد یا **HEX**) آزاد می‌شود. در صورت وجود آلل وحشی (**N501**)، پروب اختصاصی آن متصل و هیدرولیز می‌شود و در نتیجه رنگ فلوروسنت دیگر (مثلاً رنگ سبز یا **FAM**) آزاد می‌شود. در نهایت بعد از پایان واکنش PCR نتایج با استفاده از نرم افزار مربوطه آنالیز می‌شوند. لازم به ذکر است که این شرایط برای جهش‌های **E484K** و **K417N** برعکس می‌باشد. در صورت وجود آلل وحشی (مثلاً **E484K**) رنگ زرد (**HEX**) و در صورت وجود آلل جهش یافته (مثلاً **E484K**) رنگ سبز (**FAM**) آزاد می‌شود.

۶) سایر تجهیزات و مصرفی‌های لازم

توضیحات	تعداد	دستگاه / مصرفی
یکی برای تهیه PCR mix و دیگری برای اضافه کردن RNA ویروسی و کنترل‌ها است.	۲ عدد	ورک استیشن (کلینت PCR)
هر یک ست در زیر هر ورک استیشن قرار داده شود.	۲ ست	ست سمپلر با حجم‌های مختلف
هر کدام در زیر هر ورک استیشن قرار داده شود.	۲ عدد	مینی اسپین / ورتکسر
به منظور سانتریفیوژ کردن استریپ تیوب‌ها یا پلیت حاوی واکنش PCR قبل از قرار دادن در دستگاه Real-time PCR استفاده می‌شود.	۱ عدد	مینی اسپین با روتور استریپ خور یا سانتریفیوژ پلیت خور
دستگاه دارای قابلیت خوانش در حداقل ۲ کانال FAM و HEX یا معادل طول موج آن‌ها باشد.	۱ عدد	دستگاه Real-time PCR
برای حمل و نگهداری بافرها و نمونه‌های RNA در حین کار استفاده می‌شود.	به تعداد لازم	کول رک (کرايو رک)
بر اساس نوع دستگاه Real-time PCR از نوع سفید یا شفاف استفاده می‌شود.	به تعداد لازم	استریپ تیوب یا پلیت مخصوص Real-time PCR
به منظور تمیز کردن سطوح و تمامی وسایل استفاده می‌شود.	به مقدار لازم	اسپری حاوی محلول از بین برنده نوکلئازها
باید عاری از DNase و RNase باشند.	به تعداد لازم	سر سمپلر فیلتر در حجم‌های مختلف

۴) رفرنس‌ها

- Centers for Disease Control and Prevention (CDC), in COVID19. (2021). Available at: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/variant-surveillance/variant-info.html>
- S. J. R. da Silva et al., Clinical and Laboratory Diagnosis of SARS-CoV-2, the Virus Causing COVID-19. *ACS Infectious diseases* 6, 2319 (Sep 11, 2020).
- P. Spearman, Diagnostic testing for SARS-CoV-2/COVID19. *Current opinion in pediatrics* 33, 122 (Feb 1, 2021).
- H. Wang et al., Multiplex SARS-CoV-2 Genotyping PCR for Population-Level Variant Screening and Epidemiologic Surveillance. *medRxiv*, 2021.04.20.21255480 (2021).
- A. P. West et al., Detection and characterization of the SARS-CoV-2 lineage B.1.526 in New York. *bioRxiv*, 2021.02.14.431043 (2021).

۵) محتوای کیت (۴ x ۵۰ تست)

پنل حاضر شامل ۴ بسته کیت است که هر کدام از کیت‌ها برای بررسی یکی از چهار جهش مذکور است. هر کدام از کیت‌ها دارای اجزای زیر می‌باشند:

مقادیر	اجزا*
۱ تیوب x ۵۰۰ میکرولیتر	2X One-Step Buffer
۱ تیوب x ۵۰ میکرولیتر	20X RTase Mix
۱ تیوب x ۱۲۵ میکرولیتر	P&P Mix
۱ تیوب x ۵۰۰ میکرولیتر	Nuclease-Free Water
۱ تیوب x ۵۰ میکرولیتر	Mutation C+ (control)
۱ تیوب x ۵۰ میکرولیتر	Wild-Type C+ (control)

* توجیه:

- تمامی اجزای کیت در دمای ۱۵- تا ۲۵- درجه سانتیگراد نگهداری شوند.
- تاریخ انقضای کیت بر روی آن درج شده است.
- تا حد امکان از ذوب و فریز شدن اجزای کیت خودداری شود (کمتر از ۳ بار)، و در صورت نیاز از هر کدام از اجزا بر اساس نیاز الیکوت تهیه شود.
- محلول P&P Mix حاوی پرابر و پروب نشاندار شده با مواد فلوروسنت است و تا حد امکان در معرض نور مستقیم قرار نگیرد.
- حتماً قبل از استفاده از هر کدام از محلول‌های موجود در کیت، ورتکس/ اسپین انجام شود.

۷) ایمنی زیستی

- در حین کار با نمونه‌های بالینی حتماً از وسایل حفاظتی (مثل دستکش، گان، ماسک و عینک محافظ) استفاده شود.
- کار با نمونه‌های بالینی، حتماً در زیر هود میکروبیولوژیکی کلاس ۲ یا بالاتر انجام گیرد.
- تمامی مراحل انجام کار باید توسط افراد آموزش دیده انجام شود.
- دور ریختن بافرها، ریجنت‌ها و نمونه‌ها بر اساس مقررات و گایدلاین‌های مربوطه انجام شود: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/lab/lab-biosafety-guidelines.html>



۱ نمونه گیری از نازوفارنکس یا اوروفارنکس

۲ استخراج RNA ویروسی با استفاده از کیت

محدودیت‌ها

- ✓ هرگونه تغییرات در پروتکل پیش رو ممکن است باعث ایجاد خطا در نتایج حاصله شود.
- ✓ تست حاضر باید توسط افراد متخصص آموزش دیده انجام شود.
- ✓ نتایج قابل اطمینان بستگی به جمع‌آوری، حمل، ذخیره و نگهداری مناسب دارد.
- ✓ این روش نباید به‌طور مستقیم بر روی نمونه‌های بیمار انجام شود. قبل از انجام تست، حتما باید با استفاده از یک روش مناسب استخراج RNA از نمونه انجام شود.
- ✓ مهارت‌کننده‌های موجود در حین استخراج RNA می‌توانند مانع از انجام واکنش نسخه‌برداری معکوس و یا تکثیر cDNA شوند.

۴ غربالگری واریانت‌ها با استفاده از Delta vSNIP kit

۴-۱-۸ واکنش‌ها را به دستگاه Real-time PCR منتقل کرده و برنامه‌ی آورده شده در جدول زیر را اجرا نمایید.

سیکل	مرحله	دما (درجه سانتیگراد)	زمان (ثانیه)
۱ ×	نسخه‌برداری معکوس (سنتز cDNA)	۵۰	۶۰۰
۱ ×	فعال شدن آنزیم پلیمرز	۹۵	۳۰۰
۴۵ ×	باز شدن رشته‌های cDNA الگو	۹۵	۱۰
	حفظ شدن پرایمرها و سنتز رشته‌های جدید	۵۵ یا ۵۰*	۳۰**

* ۵۵ درجه سانتیگراد برای K417N و L452R.N501Y
 ** خوانش فلوروسنت در کانال‌های FAM و HEX در این مرحله انجام شود و در صورت نیاز Passive reference dye (ROX) در حالت خاموش قرار داده شود (بعنوان مثال در دستگاه‌های ساخت کمپانی Applied Biosystems یا دستگاه‌های مشابه).

۴-۲-۸ بعد از انجام PCR، تفسیر نتایج بر اساس جدول زیر انجام شود.

K417N				E484K				L452R				N501Y				تفسیر
FAM	HEX	FAM	HEX	FAM	HEX	FAM	HEX	FAM	HEX	FAM	HEX	FAM	HEX			
+	-	-	±	+	-	-	+	-	-	+	-	-	+	احتمال وجود واریانت اومیکرون (B.1.1.529)		
-	+	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	احتمال وجود واریانت لامبدا (C.37)		
-	+	-	+	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-	احتمال وجود واریانت دلتا (B.1.617.2)		
+	-	-	+	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-	احتمال وجود واریانت دلتا پلاس		
-	+	-	-	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-	احتمال وجود واریانت کاپا (B.1.617.1)		
-	+	-	+	+	-	-	+	-	-	+	+	-	+	احتمال وجود واریانت آلفا (B.1.1.7)		
+	-	+	-	+	-	-	+	-	-	+	+	-	+	احتمال وجود واریانت بتا (B.1.351)		
-	-	+	-	+	-	-	+	-	-	+	+	-	+	احتمال وجود واریانت گاما (P.1)		
-	+	-	+	+	-	-	+	-	-	+	+	-	-	احتمال وجود واریانت کلاسیک (Wuhan)		
-	+	+	-	+	-	-	+	-	-	+	+	-	-	احتمال وجود واریانت آتا (B.1.525) یا پوتا (B.1.526)		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نمونه فاقد RNA ویروسی یا احتمال وجود مهارکننده		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	احتمال وجود سایر واریانت‌ها یا واریانت‌های جدید		
سایر حالات																

○ مقادیر Ct (Cq) کمتر از ۴۰ بعنوان مثبت در نظر گرفته شوند.

○ چنانچه در هر تیوب واکنش هر دو کانال FAM و HEX مثبت شوند احتمال آلودگی بین نمونه‌های وجود دارد.

○ کیت حاضر، برای هر چشم دارای ۲ نوع کنترل مثبت است. این کنترل‌ها شامل:

(الف) کنترل‌های C+ N501Y, L452R, N501Y و L452R برای آل‌های چشم‌یافته (N501Y و L452R) هستند که در کانال HEX تشخیص داده می‌شوند (K417N, E484K C+ در کانال FAM تشخیص داده می‌شوند).

(ب) کنترل‌های C+ Wild-Type N, L برای آل‌های وحشی (N501 و L452) هستند که در کانال FAM تشخیص داده می‌شوند (K, E Wild-Type C+ در کانال HEX تشخیص داده می‌شوند).

۴-۲-۱ در زیر یک ورک استیشن، اجزای هر کیت را مطابق جدول زیر درون یک میکروتیوب عاری از نوکلئاز یا یکدیگر مخلوط نمایید تا میکس واکنش ژنوتایپینگ بدست آید. بنابراین برای بررسی هر یک از چشم‌ها باید یک میکروتیوب مجزا حاوی میکس واکنش مربوطه را آماده نمود (۴ میکروتیوب برای بررسی ۴ چشم مورد نظر).

اجزای واکنش*	حجم**
1X One-Step Buffer	۱۰ میکرولیتر
20X RTase Mix	۱ میکرولیتر
P&P Mix	۲/۵ میکرولیتر
Nuclease-Free Water	۱/۵ میکرولیتر
حجم نهایی	۱۵ میکرولیتر

* قبل از انجام تست تمامی اجزای کیت به مدت ۱۵ دقیقه در دمای ۴ درجه سانتیگراد قرار داده شوند تا به آرامی خوب شوند. استفاده از کرایورک به منظور نگهداری محلول‌ها در این مرحله پیشنهاد می‌شود. سپس برای حل کردن و هموژن کردن محلول‌ها از ورتکس استفاده شود. در مرحله بعد تمامی محلول‌ها اسپین شوند تا در صورتی که قطرات محلول روی درب تیوب‌ها باشد به ته میکروتیوب کشیده شود. مقادیر آورده شده در جدول به ازای یک نمونه (یک واکنش) هستند. در صورت استفاده از بیش از یک نمونه، تمامی مقادیر ضریب تداوم نمونه‌ها شود. لازم به ذکر است که به ازای هر ۱۶ نمونه یک واکنش اضافی در نظر گرفته شود.

۴-۲-۲ به ازای هر نمونه، مقدار ۱۵ میکرولیتر از میکس واکنش را به هر چاهک از پلیت مخصوص Real-time PCR (یا هر تیوب از استریپ تیوب ۸تایی) اضافه نمایید.

۴-۲-۳ در زیر یک ورک استیشن دیگر مقدار ۵ میکرولیتر از هر یک از RNA استخراج شده‌ی ویروسی را به میکس مرحله‌ی قبل اضافه و اسپین نمایید.


- به‌منظور تعیین ژنوتایپ‌ها بهتر است که از RNA‌های حاصل از نمونه‌های COVID19+ بعنوان الگو استفاده شود. این نمونه‌ها قبلاً باید توسط یک کیت تشخیص مولکولی روئین بررسی شده باشند. همچنین می‌توان از RNA‌های استخراج شده (شامل نمونه‌های مثبت و منفی از نظر وجود ویروس) نیز بصورت مستقیم بعنوان الگو در واکنش PCR استفاده نمود.

○ در این مرحله، بطور موازی مقدار ۵ میکرولیتر از هر کدام از کنترل‌های مثبت (الل چشم یافته و فاقد چشم) و کنترل منفی (آب عاری از نوکلئاز) به‌صورت جداگانه به یک چاهک اضافه شوند.

○ پس از خارج کردن نمونه‌های RNA از فریزر، آن‌ها را بروی کرایورک مخصوص حمل و نگهداری نمایید.

۹ حساسیت آنالیتیکال

حد تشخیص (Limitation of detection, LOD) کیت با استفاده از ده سریال رقت از نمونه‌ی کنترل چشم‌یافته (با غلظت اولیه ۰/۱۲۵ ng/μl) و ده سریال رقت از نمونه‌ی کنترل وحشی (با غلظت اولیه ۰/۱۲۵ ng/μl) بعنوان الگوی ژنومی بصورت ۲ بار تکرار بررسی شد (شکل روبرو). ضریب رقیق سازی نمونه‌ها ۱/۱۰ در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که LOD تست حاضر معادل رقت هشتم یعنی ۰/۱۲۵ fg/μl +۰ از ژنوم الگو برابر با تقریباً ۴ کی بی در میکرولیتر برای الل وحشی می‌باشد. همچنین کارایی PCR (E) بر اساس فرمول E = -1 + 10^(-1/slope) محاسبه گردید. نتایج حاکی از E=96% برای الل وحشی و E=103% برای الل چشم یافته بود.



۱۰ اختصاصیت آنالیتیکال (Cross reactivity و Reactivity)

به منظور بررسی Reactivity کیت، ابتدا مقایسه‌ی توالی پرایمرها و پروب‌ها (در دو حالت وحشی و چشم یافته) در مقابل توالی ثبت شده از ژنوم ویروس SARS-CoV2 انجام گرفت. سپس به منظور ارزیابی Cross reactivity مقایسه‌ی توالی پرایمرها و پروب‌ها در مقابل توالی‌های ثبت شده از ژنوم ویروس‌های شبیه SARS-CoV2، پاتوزن‌هایی که علائم مشابه با بیماری COVID19 ایجاد می‌کنند و همچنین میکروارگانیسم‌های فلور نرمال انجام شد. نتایج حاکی از Reactivity صد درصدی کیت حاضر در شناسایی SARS-CoV2 و عدم وجود Cross reactivity بود.

۱۱ ارزیابی بالینی

تشخیص ویروسی و پروسی با استفاده از کیت استاندارد	تعداد مثبت	تعداد منفی	تشخیص با استفاده از کیت حاضر	حساسیت اختصاصیت
مثبت از نظر وجود SARS-CoV2	۱۷۰	۱۷۰	۱۰۰%	۱۰۰%
منفی از نظر وجود SARS-CoV2	۲۰	۲۰	۱۰۰%	۱۰۰%
تشخیص چشم با استفاده از کیت استاندارد				
ویروس چشم یافته	۴۰	۴۰	۱۰۰%	۱۰۰%
ویروس وحشی	۲۵	۲۵	۱۰۰%	۱۰۰%

* لازم به ذکر است ارزیابی‌های بالینی تنها بر روی واریانت‌های آلفا، بتا و دلتا انجام گرفت و سایر واریانت‌ها بررسی نشدند.