

۱) کاربرد کیت

کیت Delta SARS-CoV-2+FluA/B Real-time PCR به منظور انجام یک تست تشخیصی *In vitro* کیفی بر پایه تکنیک RT-PCR probe-based one-step real-time Multiplex طراحی شده است که برای تشخیص افتراقی RNA ژنومی کروناویروس جدید (SARS-CoV-2) و ویروس‌های آنفلوآنزای A (IAV) و آنفلوآنزای B (IBV) در نمونه‌های بالینی (سواب نازوفارنژیال یا اوروفارنژیال) استفاده می‌شود. نتایج مثبت حاصل از انجام این تست، تاییدکننده وجود RNA ژنومی هریک از ویروس‌های SARS-CoV-2، آنفلوآنزای A و B در نمونه‌ی بالینی است.

۲) اساس تست

در این روش، یک ناحیه در ژن *N* ویروس و دو ناحیه در ژن *NS1* ویروس آنفلوآنزای A و یک ناحیه در ژن *NP* ویروس آنفلوآنزای B بعنوان اهداف تشخیصی در فرآیند PCR تکثیر می‌شوند. برای این منظور، ابتدا RNA ژنومی استخراج شده در یک تیوب تبدیل به cDNA می‌شود و بدنبال آن، در همان تیوب واکنش تکثیر اهداف ژنومی انجام می‌شود (تک مرحله‌ای). به منظور شناسایی نواحی هدف از سه ست پرایمر و پروب اختصاصی الیگونوکلوئیدی استفاده می‌شود. این پروب‌ها که در سمت 5 دارای رنگ‌های فلوروسنت (فلوروکروم) مختلف و در سمت 3 دارای یک خاموش کننده (کوئنچر) هستند. یکی از پروب‌ها دارای فلوروکروم HEX برای شناسایی ژن *N* ویروس SARS-CoV-2، پروب دیگر دارای فلوروکروم FAM جهت شناسایی ژن *NS1* ویروس آنفلوآنزای A و دیگری دارای فلوروکروم Texas red (TxRed) جهت شناسایی ژن *NP* ویروس آنفلوآنزای B است. حین انجام PCR در صورت وجود ژنوم هدف، پرایمرها و پروب‌های اختصاصی به نواحی مربوطه متصل می‌شوند. به منظور تکثیر cDNA هدف، آنزیم پلیمرز فعال شده و شروع به سنتز رشته‌های جدید می‌کند. در حین سنتز رشته‌های جدید، این آنزیم با استفاده از فعالیت اگزونوکلازی باعث هیدرولیز پروب‌های متصل شده به نواحی هدف مربوطه شده و در نتیجه کوئنچر از فلوروکروم جدا شده و در نتیجه رنگ‌های فلوروسنت مختلف آزاد می‌شوند که دستگاه Real-time PCR قادر به خوانش و ثبت آن‌ها می‌باشد. در نهایت بعد از پایان واکنش PCR نتایج با استفاده از نرم افزار مربوطه آنالیز می‌شوند. لازم به ذکر است که در کیت حاضر از یک ست پرایمر و پروب دیگر دارای فلوروکروم CYS جهت شناسایی یک ژن *House keeping* انسانی بعنوان کنترل داخلی (Internal control) استفاده می‌شود.

۳) محتوای کیت

کیت حاضر برای انجام 100 تست تشخیصی است و دارای اجزای زیر می‌باشد:

مقادیر	ریجندها*
1 تیوب 100 X میکرولیتر	20X RTase Mix
1 تیوب 1400 X میکرولیتر	SC-Flu Master Mix
1 تیوب 100 X میکرولیتر	SC-Flu Positive Control
1 تیوب 100 X میکرولیتر	No Template Control (NTC)

* توجه:

- تمامی اجزای کیت در دمای ۱۵- تا ۲۵- درجه سانتیگراد نگهداری شوند.
- تاریخ انقضای کیت بر روی آن درج شده است.
- تا حد امکان از ذوب و فریز شدن اجزای کیت خودداری شود (کمتر از ۵ بار).
- در صورت نگهداری کیت در دمای ۴ درجه سانتیگراد، در کمتر از یک هفته استفاده شود.
- در صورت نیاز از هر کدام از اجزا بر اساس نیاز الیکوت تهیه شود.
- محلول Mastermix حاوی پرایمر و پروب نشاندار شده با مواد فلوروسنت است و تا حد امکان در معرض نور مستقیم قرار نگیرد.
- حتما قبل از استفاده از هر کدام از محلول‌های موجود در کیت، ورتکس / اسپین انجام شود.

۴) سایر تجهیزات و مصرفی‌های لازم

توضیحات	تعداد	دستگاه / مصرفی
یکی برای تهیه PCR mix و دیگری برای اضافه کردن RNA ویروسی و کنترل‌های کیت است.	۲ عدد	۱) ورتکس (کاپیت PCR)
هر یک ست در زیر هر ورتکس استیشن قرار داده شود.	۲ عدد	۲) ست سمپلر یا جعبه‌های مختلف
هر کدام در زیر هر ورتکس استیشن قرار داده شود.	۲ عدد	۳) مینی اسپین / ورتکس
به منظور سانتیگراد کردن استرپ تیوب‌ها یا پلیت حاوی واکنش PCR قبل از قرار دادن در دستگاه Real-time PCR استفاده می‌شود.	۱ عدد	۴) مینی اسپین یا روتور استرپ خور یا سانتیفریژ پلیت خور
دستگاه دارای قابلیت خوانش در حلال ۴ کانال FAM, HEX, Texas red و CYS۵ یا ملل طول موج آن‌ها باشد.	۱ عدد	۵) دستگاه Real-time PCR
برای حمل و نگهداری بافرها و نمونه‌های RNA در حین کار استفاده می‌شود.	به تعداد لازم	۶) کول رک (کرایو رک)
بر اساس نوع دستگاه Real-time PCR از نوع سفید یا شفاف استفاده می‌شود.	به تعداد لازم	۷) استرپ تیوب یا پلیت مخصوص Real-time PCR
به منظور تمیز کردن سطوح و تمامی وسایل استفاده می‌شود.	به مقدار لازم	۸) اسپری حاوی محلول از بین برنده نوکلئاز (RNaseZAP)
باید عاری از DNase و RNase باشند.	به تعداد لازم	۹) سر سمپلر فیلتر در جعبه‌های مختلف

۵) نمونه‌ی بالینی مورد استفاده

سواب گرفته شده از نازوفارنکس (NPS) و یا اوروفارنکس (OPS)

نمونه‌گیری بر اساس گایدلاین CDC انجام شود:

(<https://www.cdc.gov/flu/pdf/professionals/flu-specimen-collection-poster.pdf>)

- نمونه‌های گرفته شده را می‌توان تا قبل از ۴۸ ساعت در دمای ۲- تا ۸- درجه سانتیگراد نگهداری نمود. در غیر اینصورت، نمونه‌ها در دمای ۷۰- درجه سانتیگراد یا کمتر نگهداری شوند.
- RNA ویروسی استخراج شده از نمونه‌های بالینی را می‌توان به مدت یکماه در دمای ۲۰- درجه سانتیگراد نگهداری نمود و بعد از آن به دمای ۷۰- درجه سانتیگراد انتقال داد.
- کارایی و پرفورمانس کیت حاضر بستگی به مقدار و کیفیت RNA استخراج شده دارد. بنابراین، پیشنهاد می‌شود از یک کیت یا یک روش استخراج RNA ویروسی مناسب (چه دستی و چه اتوماتیک) استفاده شود.

۶) ایمنی زیستی

- در حین کار با نمونه‌های بالینی حتما از وسایل حفاظتی (مثل دستکش، گان، ماسک و عینک محافظ) استفاده شود.
- کار با نمونه‌های بالینی، حتما در زیر هود میکروبیولوژیکی کلاس ۲ یا بالاتر انجام گیرد.
- تمامی مراحل انجام کار باید توسط افراد آموزش دیده انجام شود.
- دور ریختن بافرها، ریجندها و نمونه‌ها بر اساس مقررات و گایدلاین‌های مربوطه انجام شود: <https://www.cdc.gov/mmwr/pdf/tr/r6206.pdf>

۷) پروتکل انجام تست

۷-۱) در زیر یک ورتکس استیشن، اجزای کیت را مطابق جدول زیر درون یک میکروتیوب عاری از نوکلئاز با یکدیگر مخلوط نمایید تا میکس واکنش PCR بدست آید.

حجم**	اجزای واکنش*
۱ میکرولیتر	20X RTase Mix
۱۴ میکرولیتر	SC-Flu Master Mix
۱۵ میکرولیتر	حجم نهایی

* قبل از انجام تست تمامی اجزای کیت به مدت ۱۵ دقیقه در دمای ۴ درجه سانتیگراد قرار داده شوند تا به آرامی ذوب شوند. استفاده از کرایو رک به منظور نگهداری محلول‌ها در این مرحله پیشنهاد می‌شود. سپس برای حل کردن و هموزن کردن محلول‌ها از ورتکس استفاده شود. در مرحله بعد، تمامی محلول‌ها اسپین شوند تا در صورتی که قطرات محلول روی درب تیوب‌ها باشد به ته میکروتیوب کشیده شود.

۷-۲) به ازای هر نمونه، مقدار ۱۵ میکرولیتر از میکس واکنش را به هر چاهک از پلیت مخصوص Real-time PCR (یا هر تیوب از استرپ تیوب اتایی) اضافه نمایید.

۷-۳) در زیر یک ورتکس استیشن دیگر مقدار ۵ میکرولیتر از هر یک از RNA استخراج شده ویروسی را به میکس مرحله قبل اضافه و اسپین نمایید.

○ در این مرحله، بطور موازی مقدار ۵ میکرولیتر از هر کدام از کنترل‌های مثبت SC-Flu Positive Control و منفی No Template Control موجود در کیت را نیز به صورت جداگانه به چاهک حاوی میکس واکنش اضافه شوند.

۷-۴) واکنش‌ها را به دستگاه Real-time PCR منتقل کرده و برنامه‌ی آورده شده در جدول زیر را اجرا نمایید.

سیکل	مرحله	دما (درجه سانتیگراد)	زمان (ثانیه)
۱ x	نسخه‌برداری معکوس (سنتز cDNA)	۵۰	۹۰۰
۱ x	فعال شدن آنزیم پلیمرز	۹۵	۳۰۰
۱۵ x	باز شدن رشته‌های cDNA الگو	۹۵	۱۵
۳۰ *	جفت شدن پرایمرها و سنتز رشته‌های جدید	۶۰	۳۰

* خوانش فلوروسنت در کانال‌های FAM, HEX, Texas red و CYS در این مرحله انجام شود و در صورت نیاز Passive reference dye (ROX) در حالت خاموش قرار داده شود (بعنوان مثال در دستگاه‌های ساخت کمپانی Applied Biosystems یا دستگاه‌های مشابه).

۷-۵) بعد از انجام PCR، تفسیر نتایج بر اساس جدول زیر انجام شود.

FAM	HEX	TxRed	CYS	تفسیر
-	+	-	±	وجود RNA ژنومی ویروس SARS-CoV-2 (جواب تست مثبت است)
+	-	-	±	وجود RNA ژنومی ویروس آنفلوآنزای A (جواب تست مثبت است)
-	-	+	±	وجود RNA ژنومی ویروس آنفلوآنزای B (جواب تست مثبت است)
+	+	-	±	وجود همزمان RNA ژنومی ویروس‌های SARS-CoV-2 و آنفلوآنزای A (جواب تست مثبت است)*
-	+	+	±	وجود همزمان RNA ژنومی ویروس‌های SARS-CoV-2 و آنفلوآنزای B (جواب تست مثبت است)*
+	-	+	±	عدم وجود RNA ژنومی ویروس‌های آنفلوآنزای A و آنفلوآنزای B (جواب تست منفی است)
-	-	-	+	نمونه گیری به درستی انجام نشده است (تکرار آزمایش)
-	-	-	-	استخراج ژنوم به درستی انجام نشده است (تکرار آزمایش) احتمال وجود مهارکننده‌ی PCR در نمونه‌ی استخراج شده (تکرار آزمایش)

* احتمال وقوع هر یک از این سه حالت بسیار کم می‌باشد.

○ مقادیر Ct (Cq) کمتر از ۳۵ بعنوان مثبت از نظر وجود ویروس و مقادیر بزرگتر از ۴۰ بعنوان منفی از نظر وجود ویروس در نظر گرفته شوند. لازم به ذکر است که مقادیر بین Ct ۳۵ تا ۴۰ بدون نتیجه‌گیری (Inconclusive) است. در چنین مواقعی پیشنهاد می‌شود کلیه‌ی آزمایشات بر روی نمونه تکرار شود و در صورت مشاهده نتایج مشابه جواب تست مثبت است.

○ فریب شناسایی کننده ویروس SARS-CoV-2 با رنگ فلوروسنت HEX، ویروس آنفلوآنزای A با رنگ FAM، پروب شناسایی کننده ویروس آنفلوآنزای B با رنگ TxRed و پروب شناسایی کننده ژن انسانی (بعنوان کنترل داخلی) با رنگ CYS نشاندار شده است.

○ کیت حاضر دارای ۲ نوع نمونه‌ی کنترل مثبت و منفی است. مقادیر Ct هر چهار کانال FAM, HEX, Texas red و CYS برای کنترل مثبت کمتر از ۳۵ می‌باشند. نمونه‌ی کنترل منفی کیت حاضر آب عاری از نوکلئاز است که بعنوان NTC در نظر گرفته می‌شود. در صورت وجود آلودگی ریجندهای کیت یا RNA ویروسی یا آلودگی‌های تکنیکی در حین آماده سازی واکنش PCR، ممکن است که رنگ فلوروسنت در کانال‌های مذکور توسط دستگاه خوانش شود. در صورت مشاهده‌ی مقادیر Ct کمتر از ۳۵ برای نمونه‌ی NTC پیشنهاد می‌شود تا آزمایشات تکرار شوند.