

مشخصات

کاربرد	تشخیص افتراقی باکتری بروسلا ابورتوس از بروسلا ملیتینسیس
اساس تست	TaqMan ریل تایم PCR کیفی
نوع نمونه	DNA ژنومی استخراج شده از باکتری بروسلا کشت داده شده
اجزای کیت ۲۴ تستی	۳۶۰ میکرولیتر Brucella Master Mix
	۱۰۰ میکرولیتر Abortus Positive Control
	۱۰۰ میکرولیتر Melitensis Positive Control
	۱۰۰ میکرولیتر No Template Control
فلورو کرومها	FAM (بروسلا ابورتوس)
	HEX یا VIC (بروسلا ملیتینسیس)
LOD	۱۰ کپی در واکنش
دستگاه‌های ریل تایم PCR	MIC.RotorGene.LightCycler.Step One (Plus)

شرایط حمل و نقل و نگهداری:

- حمل و نقل کیت در دمای زیر ۲۰- درجه سانتیگراد انجام شود.
- تمامی اجزای کیت تا زمان انقضای مندرج بر روی لیبل در دمای ۵ ± ۲۰- درجه سانتیگراد نگهداری شوند.
- اجزای کیت نهایتاً بعد از ۳ سیکل ذوب / فریز پایدار هستند.
- در صورت استفاده بیش از یکبار از کیت، پیشنهاد می‌شود از اجزای کیت الیکوت تهیه شود.
- در صورت نگهداری کیت در دمای ۴ درجه سانتیگراد، بهتر است آزمایشات در کمتر از یک هفته انجام شوند.
- تا حد امکان ریجنت حاوی پرایمر / پروب در معرض نور مستقیم قرار نگیرد.

هشدارها:

- هرگونه تغییرات در پروتکل پیش رو ممکن است باعث ایجاد خطا در نتایج حاصله شود.
- تست حاضر باید توسط افراد متخصص آموزش دیده و تحت شرایط GLP (Good laboratory practice) انجام شود.
- نتایج قابل اطمینان بستگی به جمع‌آوری، حمل، ذخیره و نگهداری مناسب نمونه و همچنین استخراج ژنومی صحیح دارد.
- کیت حاضر صرفاً برای انجام تست بر روی ژنوم استخراج شده است.
- مهارکننده‌های موجود در حین استخراج DNA ژنومی می‌توانند مانع از تکثیر DNA هدف در حین انجام واکنش PCR شوند.

پروتکل

قبل از انجام تست تمامی اجزای کیت به مدت ۱۵ دقیقه در دمای ۴ درجه سانتیگراد قرار داده شوند تا به آرامی ذوب شوند. استفاده از کرایوپروک به منظور نگهداری محلول‌ها در این مرحله پیشنهاد می‌شود. سپس برای حل کردن و هموژن کردن محلول‌ها از وورتکس استفاده شود. در مرحله بعد، تمامی محلول‌ها اسپین شوند تا در صورتی که قطرات محلول روی درب تیوب‌ها باشد به ته میکروتیوب کشیده شوند.

مراحل:

۱- در زیر یک ورک اسپین PCR، به ازای هر نمونه، مقدار ۱۵ میکرولیتر از Brucella Master Mix را در یک چاهک از پلیت مخصوص Real-time PCR (یا هر تیوب از استریپ تیوب ۸ تا ۹۶) الیکوت نمایید.

۲- در زیر یک ورک اسپین دیگر مقدار ۵ میکرولیتر از هر DNA استخراج شده از نمونه‌ی کشت باکتری بروسلا را در به هر چاهک حاوی Brucella Master Mix اضافه و سپس اسپین نمایید. □ در این مرحله، بطور موازی مقدار ۵ میکرولیتر از هر کدام از کنترل‌های مثبت Abortus Positive Control و Melitensis Positive Control و همچنین کنترل منفی No Template Control موجود در کیت را نیز به صورت جداگانه به ۳ چاهک دیگر حاوی میکس واکنش اضافه نمایید.

سیکل	مرحله	هما (درجه سانتیگراد)	زمان (ثانیه)
۱ x	فعال شدن آنزیم پلیمرز	۹۵	۱۸۰
۴۰ x	باز شدن رشته‌های DNA الگو	۹۵	۱۵
	جفت شدن پرایمرها و ستر رشته هلی جدید	۶۰	۳۰*
۱ x	خک شدن	۲۵	۳۰

۳- پلیت یا استریپ حاوی میکس واکنش حاصل از مرحله‌ی قبل را به دستگاه Real-time PCR منتقل کرده و برنامه‌ی آورده شده در جدول روبرو را اجرا نمایید.

* خوانش فلوروسنت در کانال‌های FAM، HEX و Texas Red در این مرحله انجام شود و در صورت نیاز Passive reference dye (ROX) در حالت خاموش قرار داده شود.

آنالیز نتایج

- بعد از انجام PCR، هر نمونه باید بصورت مجزا مورد بررسی و آنالیز قرار گیرد. پیشنهاد می‌شود جهت بدست آوردن مقادیر دقیقتر Ct، ترشهلد (آستانه) از حالت اتومات خارج شود و خط ترشهلد (Threshold line) بصورت دستی تنظیم شود.
- منحنی‌های مشاهده شده برای هر کانال باید به شکل سیگموتیدی و یا دارای فاز لگاریتمی باشند.
- در هر یک از ۳ کانال FAM، HEX، و Texas Red مقادیر Ct کمتر از ۳۴ بعنوان نتیجه‌ی مثبت و مقادیر بزرگتر از ۳۴ بعنوان نتیجه‌ی منفی نظر گرفته شوند.
- تفسیر نهایی نتایج بر اساس زیر انجام شود.

تفسیر	FAM	HEX	TxRed
وجود باکتری بروسلا ابورتوس	+	-	±
وجود باکتری بروسلا ملیتینسیس	-	+	±
عدم وجود باکتری بروسلا	-	-	+
استخراج ژنوم بدرستی انجام نشده است و یا احتمال حضور مهارکننده در نمونه وجود دارد (جواب تست نامعتبر است)	-	-	-